



Varenummer 201164DK

Engangs beskyttelsesærme, med ærmemanchetter, Non-woven (SMS)

- ✓ Med elastik i overarm
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Ærmemanchetter med ribkant

STERILE EO



### Produktbeskrivelse

Engangs beskyttelsesærme med ærmemanchetter og elastik i overarm. Ærmemanchetter er med ribkant. Til brug i medicinske og hygiejniske miljøer.

### Specifikationer

<b>Produktbetegnelse</b>	Engangs beskyttelsesærme
<b>Varemærke</b>	EMS Medical
<b>Farve</b>	Blå
<b>Materiale</b>	Non Woven (SMS)
<b>Engangs/flergangs</b>	Engangs
<b>Tykkelse</b>	40 gr.
<b>Størrelser</b>	One size
<b>Længde</b>	64 cm
<b>Funktioner</b>	Steril, elastik i overarm, ærmemanchetter med ribkant
<b>Certifikater</b>	CE
<b>Direktiver, lovgivning og regler</b>	EU 2017/745, 93/ 42/ EEC
<b>Steriliseringmetode</b>	EO Steril
<b>Klassifikation</b>	Klasse Is
<b>Opbevaringsinstruktioner</b>	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
<b>Holdbarhed</b>	5 år fra produktionsdato
<b>Sikkerhedsforskrifter og advarsler</b>	Materiale udvalgt med omhu for minimal risiko for allergi og overfølsomhed, men der kan ikke gives garanti for alle.
<b>Bortskaffelse af produkt</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Kan genbruges eller forbrændes.
<b>Pakning</b>	Flad pose, Nemt at åbne, Kompakt størrelse til nem opbevaring
<b>Miljø</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kollif kasser og bølgepap består af minimum 70% genbrugspapir</li> <li>- FSC godkendt emballage</li> <li>- Bæredygtig</li> </ul>

**Forpakning**

Enhed	Indeholder	REF			
Kil	400 stk	201165			
Steril pakke	1 stk				
Stk	1 stk				



**STERILE EO**

