


Ref No. | 193605DK

## Disposable Face mask with elastic Type IIR, Asthma & Allergy Cert.

- ✓ With elastic
- ✓ Minimum fog
- ✓ Maximum comfort
- ✓ Perfect fit
- ✓ With dispenser



### Product description

Discover our 'Zephyr,' a disposable 3-Ply face mask inspired by an ancient Greek word that means 'the gentlest western breeze of springtime.' Certified by Asthma Allergy Nordic, this special edition mask offers superior protection against viruses, dust, pollen, and bacteria. Designed for easy breathing, it's soft, skin-friendly material that ensures exceptional comfort throughout the day.

### Specifications

<b>Product name</b>	Medical face mask, Zephyr
<b>Trademark</b>	EMS Medical
<b>Color</b>	White
<b>Elastic length</b>	17,5 cm +/-0,5cm
<b>Nose wire length</b>	12 cm (+/- 0.5 cm)
<b>Material</b>	25 gr. Non-woven, 25gr meltblown, 25 gr. Non-woven
<b>Disposable/ Reusable</b>	Disposable
<b>Free of</b>	Latex, Glass fibers, Additives and lint
<b>Type</b>	IIR
<b>Classification</b>	Class I
<b>Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- With elastic</li> <li>- Asthma-Allergy certificate</li> <li>- Extra soft</li> <li>- Extra Breathability</li> <li>- Maximum comfort</li> <li>- Minimum fog</li> </ul>
<b>Certificates</b>	CE
<b>Directives, legislation and regulations</b>	EN 14683:2019+AC:2019, MDR 2017/745
<b>Storage</b>	Store dry, at room temperature and out of direct sunlight.
<b>Durability</b>	5 years from date of production
<b>Safety regulations and warnings</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non Sterile</li> <li>- Face mask is certified by Asthma &amp; Allergy DK and Nordic and is intended to minimize the risk of allergies and hypersensitivity, but a guarantee cannot be given for everyone.</li> </ul>
<b>Disposal of product</b>	Can be disposed of with ordinary household waste, sorted according to local regulations.
<b>Disposal of packaging</b>	Can be recycled or incinerated
<b>Environment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carton 70% recycle / Transport carton 70% Recycle</li> <li>- FSC approved packaging</li> <li>- Sustainable</li> </ul>
<b>Details</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bacterial filtration efficiency (BFE) &gt; 98 %</li> <li>- Differential pressure (Pa/cm2) &lt; 40</li> <li>- Splash Resistance Pressure (kPa) &gt; 16</li> <li>- Microbial Cleanliness (cfu/g) &lt; 10</li> </ul>

**Packaging**      Box : 19,5 x 11 x 10      cm  
 Carton : 40 x 55 x 41      cm / 8kg.


Primary	Secondary	Ctn/ Palle	Sizes	REF No.
50 pcs/ box	40 box/ ctn	20 Ctn		193605DK



Astma-Allergi  
Danmark



	cm	Tolerance
<b>A</b>	17,5	±0,5
<b>B</b>	9,5	±0,5
<b>C</b>	17	±1
<b>D</b>	12	±0,5






Ref Nr.

193605DK

## Engangs Medical mundbind med elastik Type IIR, Asthma & Allergy Cert.

- ✓ Med elastik
- ✓ Minimum dug
- ✓ Maksimum komfort
- ✓ Perfekt pasform
- ✓ Med dispenser



### Produktbeskrivelse

Oplev vores 'Zephyr', en engangs 3-lags mundbind inspireret af et gammelt græske ord, der betyder 'den blideste vestlige brise om foråret'.

Certificeret af Asthma Allergy Nordic, tilbyder denne specielle udgave yderst beskyttelse mod virus, støv, pollen og bakterier.

Mundbindet er designet til at sikre nem vejtrækning og er fremstillet af blødt og hudvenligt materiale, der garanterer enestående komfort gennem dagen.

### Specifikationer

<b>Produktbetegnelse</b>	Medical face mask, Zephyr	
<b>Varemærke</b>	EMS Medical	
<b>Farve</b>	Hvid	
<b>Elastik længde</b>	17,5 cm +/-0,5cm	
<b>Næsebøjle længde</b>	12 cm (+/- 0.5 cm)	
<b>Materiale</b>	25 gr. Non-woven, 25gr meltblown, 25 gr. Non-woven	
<b>Engangs/flergangs</b>	Engangs	
<b>Fri for</b>	Latex , Glasfibre, Tilsætningsstoffer og fnug.	
<b>Type</b>	IIR	
<b>Klassifikation</b>	Klasse I	
<b>Funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asthma-Allergi godkendt</li> <li>- Med elastik</li> <li>- Ekstra blød</li> <li>- Ekstra Åndbar</li> <li>- Maksimum komfort</li> <li>- Minimum dug</li> </ul>	
<b>Certifikater</b>	CE	
<b>Direktiver, lovgivning og regler</b>	EN 14683:2019+AC:2019, MDR 2017/745	
<b>Opbevaringsinstruktioner</b>	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.	
<b>Holdbarhed</b>	5 år fra produktionsdato	
<b>Sikkerhedsforskrifter og advarsler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Face mask er certificeret af Asthma &amp; Allergy DK and Nordic og er beregnet for at minimere risikoen for allergi og overfølsomhed, men en garanti kan ikke gives hos alle.</li> <li>- Ikke steril</li> </ul>	
<b>Bortskaffelse af produkt</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.	
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Kan genbruges eller forbrændes.	
<b>Miljø</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colli kasser og bølgepap består af minimum 70% genbrugspapir</li> <li>- FSC godkendt emballage</li> <li>- Bæredygtig</li> </ul>	
<b>Detaljer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bacterial filtration efficiency (BFE)</li> <li>- Differential pressure (Pa/cm<sup>2</sup>)</li> <li>- Splash Resistance Pressure (kPa)</li> <li>- Microbial Cleanliness (cfu/g)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 98 %</li> <li>&lt; 40</li> <li>&gt; 16</li> <li>&lt; 10</li> </ul>

**Forpakning** Æske : 19,5 x 11 x 10 cm  
Karton : 40 x 55 x 41 cm / 8kg.

Primær	Sekundær	krt./Palle	Sizes	REF No
50 stk/ æske	40 æske/ krt	20 krt		193605DK



	cm	Tolerance
<b>A</b>	17,5	±0,5
<b>B</b>	9,5	±0,5
<b>C</b>	17	±1
<b>D</b>	12	±0,5

