




Ref. No. | 193612DK

## Disposable Face mask with tie Type IIR Asthma Allergy certificate

- ✓ With tie
- ✓ Minimum fog
- ✓ Maximum comfort
- ✓ Perfect fit
- ✓ With dispenser



### Product description

Disposable surgical 3-ply face mask with tie. Certified by Asthma Allergy Nordic and DK. Protects against viruses, dust, pollen, bacteria.

The face mask is soft, skin-friendly and comfortable to wear. Special edition for comfort breathing.

### Specifications

<b>Product name</b>	Surgical face mask, Zephyr
<b>Trademark</b>	EMS Medical
<b>Color</b>	White
<b>Tie length</b>	40 cm
<b>Nose wire length</b>	12 cm (+/- 0.5 cm)
<b>Material</b>	25 gr. non woven, 25gr meltblown, 25 gr. non woven
<b>Disposable/ Reusable</b>	Disposable
<b>Free of</b>	Latex, Glass fibers, Additives
<b>Type</b>	IIR
<b>Classification</b>	Class I
<b>Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- With tie</li> <li>- Asthma-Allergy - Extra soft</li> <li>- Extra Breathability</li> <li>- Maximum comfort</li> <li>- Minimum fog</li> </ul>
<b>Certificates</b>	CE
<b>Directives, legislation and regulations</b>	EN 14683:2019+AC:2019 , MDR 2017/745
<b>Storage</b>	Store dry, at room temperature and out of direct sunlight.
<b>Durability</b>	3 years from date of production
<b>Safety regulations and warnings</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non Sterile</li> <li>- Material selected with care for minimal risk of allergy and hypersensitivity, but cannot be guaranteed for everyone.</li> </ul>
<b>Disposal of produkt</b>	Can be disposed of with ordinary household waste, sorted according to local regulations.
<b>Disposal of packaging</b>	Can be recycled or incinerated.
<b>Environmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carton 70% recycle / Transport carton 70% Recycle</li> <li>- FSC approved packaging</li> <li>- Sustainable</li> </ul>
<b>Details</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bacterial filtration efficiency (BFE) ,(%) &gt; 98 %</li> <li>- Differential pressure (Pa/cm2) &lt; 40</li> <li>- Splash Resistance Pressure (kPa) &gt; 16</li> <li>- Microbial Cleanliness (cfu/g) &lt; 15</li> </ul>

## Packaging


Primary	Secondary	Ctn/ Palle	Sizes	EAN No.	REF No.
40 pcs/ box	40 box/ ctn	20 Ctn		5700002193612	193612DK



Astma-Allergi  
Danmark



	cm	Tolerance
A	17,5	±0,5
B	9,5	±0,5
C	40	±3
D	12	±0,5







Ref. Nr. 193612DK

Engangs surgical mundbind med bindebånd  
Type IIR Asthma Allergy certifikat

- ✓ Med bindebånd
- ✓ Minimum dug
- ✓ Maksimal komfort
- ✓ Perfekt pasform
- ✓ Med dispenser



**Produktbeskrivelse**


Engangs surgical 3-lags mundbind med bindebånd. Certificeret af Asthma Allergy Nordic og DK. Beskytter mod virus, støv, pollen, bakterier. Mundbindet er blød, hudvenlig, behagelig at have på. Specialudgave for maksimum komfort.

**Specifikationer**

<b>Produktbetegnelse</b>	Surgical Face Mask, Zephyr
<b>Varemærke</b>	EMS Medical
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Bindebånd længde</b>	40 cm
<b>Næsebøjle længde</b>	12 cm (+/- 0.5 cm)
<b>Materiale</b>	25 gr. non woven, 25gr meltblown, 25 gr. non woven
<b>Engangs/flergangs</b>	Engangs
<b>Fri for</b>	Latex , Glasfibre, Tilsætningsstoffer
<b>Type</b>	IIR
<b>Klassifikation</b>	Klasse I
<b>Funktioner</b>	- Asthma-Allergivenlig - Med Bindebånd - Ekstra blød - Ekstra Åndbar - Maksimal komfort - Minimum dug
<b>Certifikater</b>	CE
<b>Direktiver, lovgivning og regler</b>	EN 14683:2019+AC:2019 , MDR 2017/745
<b>Opbevaringsinstruktioner</b>	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
<b>Holdbarhed</b>	3 år fra produktionsdato
<b>Sikkerhedsforskrifter og advarsler</b>	- Allergimærkede mundbind er beregnet for at minimere risikoen for allergi og overfølsomhed, men en garanti kan ikke gives hos alle. - Ikke Steril
<b>Bortskaffelse af produkt</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Kan genbruges eller forbrændes.
<b>Miljø</b>	- Kollikasser og bølgepap består af minimum 70% genbrugspapir - FSC godkendt emballage - Bæredygtig
<b>Detaljer</b>	- Bacterial filtration efficiency (BFE) ,(%) > 98 % - Differential pressure (Pa/cm2) < 40 - Splash Resistance Pressure (kPa) > 16 - Microbial Cleanliness (cfu/g) < 15

## Forpakning

Primær	Sekundær	krt./ Palle	Sizes	EAN No.	REF No.
40 stk/æske	40 æske/krt.	20 krt		5700002193612	193612DK



	cm	Tolerance
A	17,5	±0,5
B	9,5	±0,5
C	40	±3
D	12	±0,5

