



## Disposable Bouffant OP-Cap Non Woven, 15 gr.

- ✓ For use in medical and hygienic environments
- ✓ Medical device, Class I
- ✓ Soft and comfortable
- ✓ With dispenserr



### Product description

Disposable bouffant surgical caps are used to protect the environment where a high hygienic standard is required. The caps are breathable and made of extra soft Non-woven, and therefore very comfortable to wear. Product Label is designed with color indication to minimize mistakes/waste on sizes and types during the daily stress.

### Specifications

<b>Product name</b>	Disposable bouffant cap
<b>Trademark</b>	EMS Medical
<b>Color</b>	M: Orange, L: Blue, XL: Green
<b>Material</b>	Polypropylen Non-woven (SMMS)
<b>Disposable/ Reusable</b>	Disposable
<b>Thickness</b>	15 gr.
<b>Sizes in diameter</b>	M (50 cm) - L (55 cm) - XL (60 cm) ±2
<b>Classification</b>	Classe I
<b>Features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- With elastic</li> <li>- Asthma - Allergy friendly</li> <li>- Extra soft</li> <li>- Extra Comfort</li> </ul>
<b>Certificates</b>	CE for Personal protective equipments (PPE)
<b>Directives, legislation and regulations</b>	MDR 2017/745, (EF) Nr. 10/2011, (EU) 2016/425 (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr.-2023/2006, REG nr. 681 af 25/05/2020
<b>Storage</b>	Store dry, at room temperature and out of direct sunlight.
<b>Durability</b>	5 years from date of production
<b>Safety regulations and warnings</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non Sterile</li> <li>- Material selected with care for minimal risk of allergy and hypersensitivity, but cannot be guaranteed for everyone.</li> </ul>
<b>Disposal of product</b>	Can be disposed of with ordinary household waste, sorted according to local regulations..
<b>Disposal of packaging</b>	Can be recycled or incinerated
<b>Environmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carton minimum 70% recycle / Transport carton minimum 70% Recycle</li> <li>- FSC approved packaging</li> <li>- Sustainable</li> </ul>



## Packaging

Box : 26 x 26 x 10 cm  
 Carton : 53,5 x 53,5 x 27 cm / 5kg.

Primary	Secondary	Ctn./ Pallet	Sizes	EAN No.	REF No.
100 pcs/box	10 box/ctn	18ctn	M	5700002193124	193124DK
100 pcs/box	10 box/ctn	18 ctn	L	5700002191007	191007DK
100 pcs/box	10 box/ctn	18 ctn	XL	5700002201225	201225DK



## Engangs Bouffant OP-hue Non Woven, 15 gr.

- ✓ Til brug i medicinske og hygiejniske miljøer
- ✓ Medicinsk udstyr, Klasse I
- ✓ Blød og komfortable
- ✓ Med dispenser



### Produktbeskrivelse

Engangs bouffant kirurgiske hue anvendes til beskyttelse af omgivelserne, hvor der er behov for høj hygiejnisk standard. Hue er åndbare og lavet af ekstra blødt Non-woven, og derfor meget behagelige at have på. Produktetiketten er designet med farveindikation for at minimere fejl/spild på størrelser og typer under den daglige stress

### Specifikationer

<b>Produktbetegnelse</b>	Engangs bouffant hue
<b>Varemærke</b>	EMS Medical
<b>Farver</b>	M: Orange, L: Blå, XL: Grøn
<b>Materiale</b>	Polypropylen nonwoven (SMMS)
<b>Engangs/flergangs</b>	Engangs
<b>Tykkelse</b>	15 gr.
<b>Størrelser i diameter</b>	M (50 cm) - L (55 cm) - XL (60 cm) ±2
<b>Klassifikation</b>	Klasse I
<b>Funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Med elastik</li> <li>- Asthma - Allergi venlig</li> <li>- Ekstra blød</li> <li>- Ekstra komfort</li> </ul>
<b>Certifikater</b>	CE (til personligt værnemiddel)
<b>Direktiver, lovgivning og regler</b>	MDR 2017/745, (EF) Nr. 10/2011, (EU) 2016/425 (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr.-2023/2006, BEK nr. 681 af 25/05/2020
<b>Opbevaringsinstruktioner</b>	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
<b>Holdbarhed</b>	5 år fra produktionsdato
<b>Sikkerhedsforskrifter og advarsler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke steril</li> <li>- Materiale udvalgt med omhu for minimal risiko for allergi og overfølsomhed, men der kan ikke gives garanti for alle.</li> </ul>
<b>Bortskaffelse af produkt</b>	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Kan genbruges eller forbrændes.
<b>Miljø</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolli kasser og bølgepap består af minimum 70% genbrugspapir</li> <li>- FSC godkendt emballage</li> <li>- Bæredygtig</li> </ul>



## Forpakning

Æske : 26 x 26 x 10 cm  
 Karton : 53,5 x 53,5 x 27 cm / 5kg.

Primær	Sekundær	Ctn./ Palle	Størrelser	EAN No.	REF No.
100 stk/ æske	10 æske/ krt.	18 krt	M	5700002193124	193124DK
100 stk/ æske	10 æske/ krt.	18 krt	L	5700002191007	191007DK
100 stk/ æske	10 æske/ krt.	18 krt	XL	5700002201225	201225DK